


Anticorpo Monoclonal Anti-Glicoforina C (Gypc) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04921

Número do item: CM0002289



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Glicoforina C (GYPC) para Western blot, imunohistoquímica e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Útil para estudos de membrana de hemácias e pesquisa de antígenos do grupo sanguíneo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho para Glicoforina C (GYPC)
Observações/Apelido	GE; GPC; GPD; GYPD; CD236; PAS-2; CD236R; PAS-2'; Glicoforina C (GYPC)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2995
GeneID	2995
Imunôgeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 49-128 da Glicoforina C (GYPC) humana (P04921).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04921
Peso Proteico	14kDa
Envio	Em saco de gelo