


Anticorpo Policlonal Anti-Glicoforina C (Gypc) Para Wb, Elisa - P04921

Número do item: CM0017725



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Glicoforina C (GYPC), validado para Western blot e ELISA. Detecta GYPC humana e de camundongo (14 kDa), uma sialoglicoproteína envolvida na estabilidade do eritrócito e na função de receptor da malária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Glicoforina C (GYPC) pAb de Coelho
Observações/Apelido	GE; GPC; GPD; GYPD; CD236; PAS-2; CD236R; PAS-2'; Glicoforina C (GYPC)
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2995
ID do Gene	2995
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-128 da Glicoforina C humana (Glicoforina C (GYPC)) (NP_002092.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P04921
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de gelo