

Anticorpo Policlonal Anti-Glyctk Para Wb, Elisa - Q8lvs8

Número do item: CM0024896

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GLYCTK humano (glicerato quinase), adequado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Imunógeno recombinante direcionado à região C-terminal. Ideal para o estudo do metabolismo mitocondrial e pesquisas relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLYCTK Rabbit pAb
Observações/Alias	HBEBP2; HBEBP4; HBeAgBP4A; GLYCTK
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	132158
ID do Gene	132158
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 284-523 da GLYCTK humana (NP_660305.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IVS8
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Bolsa de gelo