


Anticorpo Monoclonal Anti-Glicano 3 (Gpc3) Para Citometria De Fluxo - P51654

Número do item: CM0012580



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra o Glicano 3 (GPC3) humano, validado para citometria de fluxo. Específico para GPC3 humano, um proteoglicano de superfície celular envolvido na sinalização Wnt e Hedgehog.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano Glicano 3 (GPC3) mAb
Observações/Apelido	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2719
ID do Gene	2719
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 481-580 do Glicano 3 (GPC3) humano (NP_004475.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P51654
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Saco de gelo