


Anticorpo Monoclonal Anti-Glypican 3 (Gpc3) Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P51654

Número do item: CM0006802



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Glypican 3 (GPC3) humana, validado para WB, IF/ICC, FC e ELISA. Adequado para pesquisas em câncer, biologia do desenvolvimento e sinalização Wnt/Hedgehog.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra Glypican 3 (GPC3)
Observações/alias	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2; Glypican 3 (GPC3)
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2719
GeneID	2719
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 481-580 da Glypican 3 (GPC3) humana (NP_004475.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P51654
Peso da proteína	66 kDa
Envio	Bolsa de gelo