


Anticorpo Policlonal Anti-Glypican 3 (Gpc3) Para Wb, Fc, Elisa - P51654

Número do item: CM0019017



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra Glypican 3 (GPC3) para Western blot, citometria de fluxo e ELISA. Reage cruzadamente com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre câncer e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Glypican 3 (GPC3) pAb de Coelho
Observações/Apelido	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2; Glypican 3 (GPC3)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2719
GeneID	2719
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51654
Peso Proteico	66kDa
Envio	Saco de gelo