


## Anticorpo Policlonais Anti-Glyr1 Para Wb, Elisa - Q49A26

Número do item: CM0025623



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GLYR1, validado para Western blot (WB) e ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de biologia da cromatina, remodelação de nucleossomos e regulação da expressão gênica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | GLYR1 pAb de coelho                                                                                                        |
| Observações/Apelidos | NP60; NPAC; hNDF; BM045; HIBDL; N-PAC; GLYR1                                                                               |
| Espécie              | Humano                                                                                                                     |
| ID do Gene           | 84656 (Humano)                                                                                                             |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 70-270 da GLYR1 humana (NP_115958.2). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS                | Q49A26                                                                                                                     |
| Peso da Proteína     | 61kDa                                                                                                                      |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                              |