

Anticorpo Monoclonal Anti-Glyt2 Para Wb, Elisa - Q9Y345

Número do item: CM0002626

introdução

Anticorpo monoclonal Anti-Glyt2 de coelho para aplicações WB e ELISA. Validado para amostras humanas, de camundongo e rato. Alvo do transportador de glicina dependente de sódio e cloreto 2, fundamental para a neurotransmissão glicinérgica. Ideal para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Glyt2 mAb de coelho
Observações/Apelidos	NET1; GLYT2; HKPX3; GLYT-2; Glyt2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9152
GeneID	9152
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 250-350 da Glyt2 humana (Q9Y345)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y345
Peso Proteico	87kDa
Envio	Bolsa de gelo