

Anticorpo Monoclonal Anti-Gm-Csf Para Wb, If/Icc, Elisa - P01587

Número do item: CM0011275

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra GM-CSF de camundongo, validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Ideal para estudos de citocinas e pesquisas sobre diferenciação hematopoiética. SWISS: P01587.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra GM-CSF
Observações/Abreviações	CSF; Csfgm; GMCSF; Gm-CSf; MGI-IGM
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	1437
ID do Gene (Camundongo)	12981
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-141 do GM-CSF de camundongo (NP_034099.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01587
Peso da Proteína	16 kDa
Envio	Bolsa de gelo