

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gm-Csf Para Wb, Elisa - P48750

Número do item: CM0008688

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante que visa o fator de estimulação de colônias de granulócitos-macrófagos de rato (GM-CSF, CSF2). Validado para aplicações de WB e ELISA. Citocina secretada de 17 kDa. Para pesquisa de hematopoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GM-CSF Rabbit mAb
Observações/Apelido	Gmcsf; Gm-csf
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	1437
GeneID	116630
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-144 do GM-CSF de rato (NP_446304.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P48750
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco com gelo