

Anticorpo Policlonal Anti-Gm130 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08379

Número do item: CM0030372



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GM130 humano (GOLGA2), validado em WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta Humano, Rato, Camundongo. Peso molecular 113kDa. Ideal para pesquisa do aparelho de Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GM130 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GM130; DEDHMB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2801
GeneID	2801
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-300 do GM130 humano (NP_004477.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q08379
Peso da Proteína	113kDa
Envio	Saco de gelo