

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gm130 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08379

Número do item: CM0024600



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-GM130 (Q08379) de alta qualidade, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com GM130 (Golgin A2) humano, de camundongo e rato. Ideal para estudos de estrutura do Golgi, mitose e organização do centrôssomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GM130 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GM130; DEDHMB
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2801
GeneID	2801
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-300 da GM130 humana (NP_004477.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q08379
Peso Molecular da Proteína	113kDa
Transporte	Bolsa de gelo