

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gm13125/Pramef20 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Vt98

Número do item: CM0026842

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao Gm13125 (PRAMEF20) de camundongo, adequado para aplicações de WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano e rato, detectando uma banda de ~55 kDa. Ideal para estudar proteínas da família PRAME com repetições ricas em leucina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Gm13125 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Gm13125; EG627009; Pramef20
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	645425
GeneID	627009
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 67-274 do Gm13125 de camundongo (NP_001108549.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5VT98
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo