

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gmfb Para Wb, If/Icc, Elisa - P60983

Número do item: CM0028090



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GMFB humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato, ideal para pesquisa de diferenciação neural e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GMFB Rabbit pAb
Observações/Apelido	GMF; GMFB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2764
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 do GMFB humano (NP_004115.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60983
Peso da Proteína	17kDa

Envio