


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gmip Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P107

Número do item: CM0021256



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GMIP humano (proteína de interação GEM, ARHGAP46). Validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a regulação da GTPase RhoA e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GMIP pAb de Coelho
Observações/Apelido	ARHGAP46; GMGMIP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51291
GeneID	51291
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-91 do GMIP humano (NP_057657.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P107
Peso da Proteína	107kDa
Envio	Saco com gelo