


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gmn Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75496

Número do item: CM0006596



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado contra GMNN humano (Geminin). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece GMNN humano e de camundongo, um inibidor essencial da replicação do DNA e regulador do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GMNN Rabbit mAb
Observações/Alias	Gem; MGORS6; Geminin
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51053
GeneID	51053
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-209 de GMNN humano (NP_056979.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	O75496
Peso da proteína	24 kDa
Envio	Bolsa de gelo