

Anticorpo Policlonal Anti-Gn1A Para Wb, Elisa - Q4Adv8

Número do item: CM0022489

introdução

Anticorpo policlonal Anti-Gn1a (OsCKX2) validado para WB e ELISA. Tem como alvo a citocinina desidrogenase 2 no arroz, um regulador chave do rendimento de grãos. Obtido de coelho; reage cruzadamente com *Oryza sativa*.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Gn1a pAb de Coelho
Observações/Apelido	CKX2; Gn1a; OsCKX2; OsJ_00744; B1046G12.8
Espécie	Oryza sativa
GeneID	4327333
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-500 de Oryza sativa Gn1a (Q4ADV8)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q4ADV8
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo