

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gna11 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P29992

Número do item: CM0026792



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a GNA11 (subunidade alfa 11 da proteína G, SWISS P29992). Validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNA11 Coelho pAb
Observações/Alias	FBH, FBH2, FHH2, HG1K, HHC2, GNA-11, HYPOC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2767
GeneID	2767
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-350 da GNA11 humana (NP_002058.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29992
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo