


Anticorpo Policlonal Anti-Gna13 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14344

Número do item: CM0026448



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a GNA13 (subunidade alfa-13 da proteína G). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada humana, de camundongo e rato. Adequado para estudar a sinalização Rho e mecanismos de invasão do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	GNA13 Coelho pAb
Observações/Apelido	G13; HG1N; GNA13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10672
GeneID	10672
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 da GNA13 humana (NP_006563.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14344
Peso Proteico	44kDa
Remessa	Saco de gelo