


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gna13 Para Ihc-P - Q14344

Número do item: CM0019253



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a GNA13 (subunidade alfa 13 da proteína G) validado para IHC-P em tecidos humanos, de camundongo e rato. Imunógeno recombinante de comprimento total; adequado para investigações de sinalização GPCR-RhoA, metástase de câncer e biologia do centro germinativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho GNA13
Observações/Apelido	GNA13; G13; Subunidade alfa 13 da proteína G
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10672
ID do Gene	10672
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-377 da GNA13 humana (NP_006563.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14344
Peso Proteico	33kDa/44kDa
Envio	Em saco de gelo