


Anti-Gna13 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14344

Número do item: CM0021917



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GNA13 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta GNA13 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar sinalização de proteínas G, ativação de RhoA e metástase de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNA13 pAb de Coelho
Observações/Apelido	G13; HG1N; GNA13
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10672
GeneID	10672
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 do GNA13 humano (NP_006563.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14344
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco com gelo