

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gna15 Para Wb, Elisa - P30679

Número do item: CM0024358

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GNA15 humano (subunidade alfa-15 da proteína G), adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Útil para estudar a sinalização de GPCR em células hematopoiéticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNA15 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HG1L; GNA16; GNA15
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2769
ID do Gene	2769
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-374 do GNA15 humano (NP_002059.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P30679
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo