

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gna15 Para Wb, Elisa - P30679

Número do item: CM0021404

introdução

Anticorpo policlonal de coelho GNA15 de alta qualidade validado para western blot e ELISA, direcionado à proteína G alfa-16 humana e de camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização de GPCR, hematopoiese e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNA15 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HG1L; GNA16; GNA15
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2769
GeneID	2769
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 112-374 do GNA15 humano (NP_002059.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P30679
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de Gelo