


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gnai1 Para Wb, Elisa - P63096

Número do item: CM0027553



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GNAI1 (Gi, HG1B, NEDHISB). Detecta humano, rato, camundongo. Adequado para Western blot e ELISA. Envolvido na sinalização de GPCR, inibindo a adenilciclase. Peso da proteína 40 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNAI1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Gi; HG1B; NEDHISB; GNAI1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2770
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do GNAI1 humano (NP_002060.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P63096
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo