

## Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-Gnai2 Para Wb, Elisa - P04899

Número do item: CM0025335



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GNAI2 para Western blot e ELISA, reativo contra GNAI2 humano e de camundongo. Media a sinalização de GPCR, inibe a produção de AMPc e desempenha papéis na angiogênese e na inflamação.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | GNAI2 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelidos | GIP; HG1C; GNAI2B; H_LUCA15.1; H_LUCA16.1; GNAI2                                                                          |
| Espécie              | Humano                                                                                                                    |
| ID do Gene (Humano)  | 2771                                                                                                                      |
| ID do Gene           | 2771                                                                                                                      |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-355 da GNAI2 humana (NP_002061.1). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo                                                                                                        |
| SWISS                | P04899                                                                                                                    |
| Peso da Proteína     | 40 kDa                                                                                                                    |
| Transporte           | Saco de gelo                                                                                                              |