

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gnai2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P04899

Número do item: CM0015191



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GNAI2 (subunidade alfa i2 da proteína G) validado para WB, IF/ICC e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Adequado para o estudo da sinalização de GPCR, angiogênese e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNAI2 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	GIP; HG1C; GNAI2B; H_LUCA15.1; H_LUCA16.1; GNAI2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2771
ID do Gene	2771
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-355 de GNAI2 humano (NP_002061.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04899
Peso da Proteína	40 kDa
Envio	Bolsa de gelo