

Anticorpo Policlonal Anti-Gnao1 Para Wb, If-P, Elisa - P09471

Número do item: CM0023393



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GNAO1 humana, adequado para WB, IF-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo a subunidade alfa o da proteína G envolvida na sinalização de GPCR e regulação do AMPc.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNAO1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GNAO; HG1G; DEE17; NEDIM; EIEE17; HLA-DQB1; G-ALPHA-o; GNAO1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2775
GeneID	2775
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 60-180 da GNAO1 humana (NP_066268.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09471
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo