

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gnaq Para Wb, Ihc-P, Elisa - P50148

Número do item: CM0002553

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o GNAQ humano (G-alfa-q), validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de GPCR e aquisição de matérias-primas de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNAQ Rabbit mAb
Observações/Apelido	GAQ; SWS; CMAL; CMC1; G-ALPHA-q; GNAQ
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2776
GeneID	2776
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-150 do GNAQ humano (NP_002063.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50148
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo