

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gnaq Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50148

Número do item: CM0013332



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GNAQ humano para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta GNAQ em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre sinalização de GPCR.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | GNAQ Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Alíás   | GAQ; SWS; CMAL; CMC1; G-ALPHA-q; GNAQ                                                                                    |
| Espécie             | Humana                                                                                                                   |
| ID do gene (humano) | 2776                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-359 de GNAQ humano (NP_002063.2). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                 |
| Reatividade cruzada | Humana, camundongo, rato                                                                                                 |
| SWISS               | P50148                                                                                                                   |
| Peso da proteína    | 42 kDa                                                                                                                   |
| Envio               | Em bolsa de gelo                                                                                                         |