

Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Gnas Para Wb, Elisa - O95467 / P63092 / P84996 / Q5Jwf2

Número do item: CM0028960

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GNAS humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta múltiplas isoformas de GNAS, incluindo Gs-alfa e NESP55, com reatividade cruzada contra camundongo. Ideal para pesquisa em transdução de sinal e neuroendócrina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNAS Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AHO; GSA; GSP; POH; GPSA; NESP; SCG6; SgVI; GNAS1; PITA3; C20orf45; GNAS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2778
ID do Gene	2778
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GNAS humano (P63092).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O95467/P63092/P84996/Q5JWF2
Peso da Proteína	28kDa/44kDa/45kDa/77kDa/109kDa/111kDa
Envio	Bolsa de gelo