


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gnat1 Para Wb, Elisa - P11488

Número do item: CM0029637



introdução

Anticorpo policlonal de coelho para GNAT1 (cadeia alfa-1 da transducina), validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa de fototransdução e retiniana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNAT1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GBT1; HG1F; GNATR; CSNB1G; CSNBAD3; GNAT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2779
ID do Gene	2779
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 58-178 do GNAT1 humano (NP_000163.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11488
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo