


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gnat3 Para Wb, If/Icc, Elisa - A8Mtj3

Número do item: CM0021521



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GNAT3 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece a cadeia alfa-3 da gustducina envolvida na transdução do paladar e na detecção de açúcar no intestino. Reage cruzadamente com humano e camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNAT3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GDCA; HG1E; GNAT3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	346562
ID do Gene	346562
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-130 do GNAT3 humano (NP_001095856.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	A8MTJ3
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco com gelo