

Anticorpo Policlonal Anti-Gnaz Para Wb, Elisa - P19086

Número do item: CM0017732



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra GNAZ humano (Gz-alfa), um transdutor na sinalização transmembranar. Validado para WB e ELISA, com reação cruzada com camundongo e rato. Banda esperada de aproximadamente 41 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNAZ Rabbit pAb
Observações/Apelido	HG1H; gz-alfa; GNAZ
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2781
GeneID	2781
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 250-350 de GNAZ humano (NP_002064.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19086
Peso da Proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo