


Anticorpo Policlonal Anti-Gnb1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62873

Número do item: CM0023067



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra GNB1, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas e de camundongo. GNB1 é uma subunidade beta da proteína G essencial para a sinalização transmembrana, tornando este anticorpo ideal para pesquisas sobre transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GNB1 Rabbit pAb
Observações/Alias	MDS; HG2A; MRD42; GNB1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2782
GeneID	2782
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-340 da GNB1 humana (NP_002065.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P62873
Peso da proteína	37 kDa
Envio	Bolsa de gelo