

Anticorpo Policlonal Anti-Gnb1L Para Wb, Elisa - Q9Byb4

Número do item: CM0025247

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GNB1L humano, um regulador chave da resposta a danos no DNA. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização DDR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNB1L Rabbit pAb
Observações/Apelido	GY2; FKSG1; WDR14; WDVCF; DGCRK3; GNB1L
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54584
ID do Gene	54584
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-327 do GNB1L humano (NP_443730.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BYB4
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo