

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gnb2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62879

Número do item: CM0029304



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GNB2 humano (subunidade beta-2 da proteína G). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de proteína G.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNB2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SSS4; HG2C1; NEDHYDF; GNB2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2783
ID do Gene	2783
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-340 do GNB2 humano (NP_005264.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62879
Peso Proteico	37kDa
Remessa	Saco de Gelo