

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gnb3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P16520

Número do item: CM0015752

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GNB3, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com GNB3 humano, de rato e de camundongo, uma subunidade beta de proteína G chave na sinalização de GPCR. Ideal para pesquisa em transdução de sinal e doenças retinianas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho GNB3
Observações/Apelido	HG2D, CSNB1H, GNB3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2784
ID do Gene	2784
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-340 do GNB3 humano (NP_002066.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16520
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de Gelo