

Anticorpo Policlonal Anti-Gnb5 Para Wb, Elisa - O14775

Número do item: CM0031020



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao GNB5 humano (Gbeta5), validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisa em neurociência, sinalização de GPCR e reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de atividade de proteínas RGS.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNB5 Coelho pAb
Observações/Apelido	GB5, HG2E, IDDCA, LADCI, gbeta5, GNB5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10681
ID do Gene	10681
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do GNB5 humano (NP_006569.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14775
Peso da Proteína	44kDa
Remessa	Saco de Gelo