


Anticorpo Policlonal Anti-Gne Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y223

Número do item: CM0024995



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GNE (UDP-N-acetilglicosamina 2-epimerase/N-acetilmanosamina quinase bifuncional). Validado para WB, IHC-P, ELISA, reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de biossíntese de ácido siálico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNE Rabbit pAb
Observações/Apelido	NM; DMRV; IBM2; Uae1; GLCNE; GNE
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10020
GeneID	10020
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do GNE humano (NP_001121699.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y223
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Saco de gelo