

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gng10 Para Wb, Elisa - P50151

Número do item: CM0027407

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GNG10 de alta qualidade validado para Western blot e ELISA. Reconhece GNG10 humano, de camundongo e de rato, uma subunidade de proteína G de 7 kDa envolvida na sinalização transmembrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNG10 Rabbit pAb
Observações/Alias	GNG10
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2790
GeneID	2790
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-68 da GNG10 humana (NP_001017998.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50151
Peso da Proteína	7kDa
Transporte	Bolsa de gelo