

Anticorpo Policlonal Anti-Gng3 Para Wb, Elisa - P63215

Número do item: CM0025696

introdução

A CamelBio oferece Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-GNG3 validado para WB e ELISA. Detecta GNG3 humano com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de membrana e proteínas G.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNG3 Coelho pAb
Observações/Pseudônimo	HG3D; GNG3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2785
GeneID	2785
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P63215
Peso da Proteína	8kDa
Envio	Saco de gelo