

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Gng7 Para Wb, Elisa - O60262

Número do item: CM0014405

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GNG7 humano (HG3B), adequado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Proteína prevista de 8 kDa. Ideal para pesquisa de sinalização de proteína G.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNG7 Coelho pAb
Sinônimo	HG3B, GNG7
Espécie	Humano
ID do Gene	2788
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-68 do GNG7 humano (NP_443079.1).
Espécie Hospedeira	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicações	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
Acesso UniProt	O60262
Peso Molecular Previsto	8 kDa
Condição de Envio	Bolsa de gelo