


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gngt1 Para Wb, If-P, Elisa - P63211

Número do item: CM0018756



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra GNGT1 (subunidade gama-T1 da proteína G de ligação a nucleotídeos de guanina G(T)) para WB, IF-P, ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de sinalização transmembrana. P63211.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GNGT1 pAb de coelho
Observações/Alias	GNG1; HG3G1; GNGT1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	2792
ID do gene	2792
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-45 da GNGT1 humana (NP_068774.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	P63211
Peso da proteína	8 kDa
Envio	Bolsa de gelo