

Anticorpo Policlonal Anti-Gngt2 Para Wb E Elisa - O14610

Número do item: CM0027658

introdução

Anticorpo policlonal anti-GNGT2 de alta qualidade validado para Western blot e ELISA. Detecta GNGT2 humano e de camundongo, uma subunidade gama da proteína G envolvida na sinalização transmembrana. Ideal para pesquisa em transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNGT2 Coelho pAb
Observações/Apelido	GNG9; HG3I; GNGT8; G-GAMMA-8; G-GAMMA-C; GNGT2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2793
GeneID	2793
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-69 do GNGT2 humano (NP_113686.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O14610
Peso Proteico	8kDa
Envio	Saco de gelo