

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gnl1 Para Wb, Elisa - P36915

Número do item: CM0018945

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GNL1 (HSR1), produzido com proteína recombinante. Validado para Western blot e ELISA; reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para o estudo de proteínas ligantes de GTP e histocompatibilidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HSR1, GNL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2794
GeneID	2794
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do GNL1 humano (NP_005266.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36915
Peso Proteico	69kDa
Envio	Saco de gelo