


Anticorpo Policlonais Anti-Gnl3 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Bvp2

Número do item: CM0030755



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GNL3 humano (Nucleostemina), validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Detecta uma proteína ligante de GTP nucleolar de 62kDa envolvida na manutenção de células-tronco e no câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNL3 pAb de coelho
Observações/Apelidos	NS; E2IG3; NNP47; C77032; GNL3
Espécie	Humano
ID do Gene	26354
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 de GNL3 humano (NP_996562.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BVP2
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Bolsa de gelo