


Anticorpo Policlonais Anti-Gnmt Para Wb E Elisa - Q14749

Número do item: CM0025267



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao GNMT humano, adequado para western blotting e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre metilação da glicina e metabolismo hepático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNMT Rabbit pAb
Observações/Apelido	HEL-S-182mP; GNMT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27232
GeneID	27232
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-295 da GNMT humana (NP_061833.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q14749
Peso Molecular da Proteína	33kDa
Envio	Bolsa de gelo