


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gnpda1 Para Wb, Elisa - P46926

Número do item: CM0018349



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à glucosamina-6-fosfato desaminase 1, adequado para aplicações de WB e ELISA. Detecta GNPDA1 humano, de rato e camundongo; produzido contra proteína recombinante da região N-terminal. Para uso em pesquisa em estudos da via das hexosaminas e síntese de hialuronano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNPDA1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GPI, HLN, GNP1, GNPI, GNPDA, GNPDA1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10007
GeneID	10007
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 do GNPDA1 humano (NP_005462.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46926
Peso Proteico	33kDa
Transporte	Saco de Gelo