

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gnpnat1 Para Wb - Q96Ek6

Número do item: CM0018837



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GNPAT1 humano (N-acetiltransferase de glucosamina-6-fosfato), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de membrana do Golgi e endossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNPNAT1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GNA1; GNPAT; Gpnat1; RHZDAN; GNPAT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64841
ID do Gene	64841
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-91 do GNPAT1 humano (NP_932332.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96EK6
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco com gelo