


Anticorpo Policlonal Anti-Gnrh1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P01148

Número do item: CM0029995



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao GNRH1 humano (progonadoliberina-1), adequado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Suporta pesquisas em endocrinologia reprodutiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNRH1 Coelho pAb
Observações/Apelido	GRH; GNRH; LHRH; LNRH; GNRH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2796
GeneID	2796
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-92 do GNRH1 humano (NP_001076580.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01148
Peso Proteico	10kDa
Envio	Saco de Gelo